



























Caractéristiques principales des dispositifs d'inhalation pour l'asthme et la BPCO

	Aérosols doseurs		Brumisateur	Inhalateurs de poudre multidoses						Inhalateurs de poudre monodoses			Nébuliseur
	Aérosol-doseurs	Autohaler	Respi-mat	Diskus	Turbuhaler	Easyhaler	Genuair	Ellipta	Spiromax	Aerolizer	Handihaler	Breezhaler	
Photo													
Nécessité d'une coordination main-inhalation	Oui (sauf option chambre inhalation)	Non	Non	Non						Non			Non
Compteur de doses	Spécialité dépendant*	Non	Oui	Oui						Décompte des capsules (par l'utilisateur)			Monodoses ou flacon à part
Nécessité d'un débit inspiratoire minimal	Oui (sauf option chambre inhalation)	Non	Non	Oui						Oui			Non

	Aérosols doseurs		Brumisa- -teur	Inhalateurs de poudre multidoses						Inhalateurs de poudre monodoses			Nébuliseur
	Aérosol- doseurs	Autohaler	Respimat	Diskus	Turbuhaler	Easyhaler	Genuair	Ellipta	Spiromax	Aerolizer	Handihaler	Breezhaler	
Photo													
Risque d'administrer une double dose	Non	Non	Non	Non	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Nécessité d'amorcer le dispositif *	Oui	Oui	Oui	Non	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non

*Voir documents associés

Documents associés :

- Amorçage et entretien des dispositifs d'inhalation
- Liste exhaustive des dispositifs pour l'asthme et la BPCO disponibles en Suisse.

Sources consultées : [RMS_591_225.pdf \(revmed.ch\)](#), [asthmebpcodispositifmedicaux_2023-04-19_15-42-40_610.pdf \(phel.ch\)](#), [compendium.ch](#), [Techniques et entretien des dispositifs d'inhalation \(rquesr.ca\)](#), Pharma-News 2016 ; 137 ; 6-14, [Notice patient - SYMBICORT TURBUHALER 200 microgrammes/6 microgrammes par dose, poudre pour inhalation - Base de données publique des médicaments \(médicaments.gouv.fr\)](#), [Anoro® Ellipta® \(umécldinium, vilantérol\) | Creapharma](#), [Eklira® Genuair® \(AstraZeneca AG\) \(bromure d'acildinium\) | Creapharma](#)

Unisanté décline toute responsabilité en cas d'utilisation des informations ci-dessus hors de ses structures et/ou hors du contexte auquel elles sont destinées. La documentation peut être diffusée librement pour autant que cela ne relève pas d'un but commercial et que la source et la date d'édition soient citées. En cas de non-respect de ces exigences, Unisanté se réserve le droit d'ouvrir action en justice devant les tribunaux ordinaires.